


# Datenübertragung Intraoralscan HarmonieSchiene von Orthos

Die schnellste und präziseste Übermittlung von Modellen erfolgt per Intraoralscan!

Orthos kann Daten aus Intraoralscannern für die HarmonieSchiene (und alle anderen Aufträge) empfangen und verarbeiten. Hier die Portale, die diese Anbieter verwenden, - sowie weitere Übertragungswege:

Portale der Anbieter			
	Produktname: Cerec, Bluecam, Omnicam, Apollo	Produktname: Trios	Produktname: CS3600 etc.
	Portal: Connect Case Center	Portal: Communicate	Portal: CS Connect
	In diesen Portalen finden Sie uns unter: <b>Orthos HarmonieSchiene</b> oder <b>daten@orthos.de</b>		

Daten-Dienst WeTransfer	<b>Sie haben ein anderes Gerät? - Dann nutzen Sie den Dienst: <a href="http://www.wetransfer.com">www.wetransfer.com</a></b>
	Senden Sie uns die Daten einfach als STL- oder OBJ-Datei, die Sie aus Ihrem Gerät exportieren. Schicken Sie über WeTransfer Dateien, die für eMail-Versand zu groß sind, an: <b>daten@orthos.de</b>
	Damit wir die Daten zuordnen können, geben Sie bei der Übersendung bitte unbedingt an:
	<b>WICHTIG!</b> > Ihren Absender > die Patientendaten > die gewünschte Behandlung

ORTHOS KundenPortal	<b>Besonders einfach + sicher geht Datenübermittlung über unser KundenPortal...</b> 
	Fordern Sie bei unserer Service-Mitarbeiterin Brigitte Rummel per Mail <b>b.rummel@orthos.de</b> Ihre Login-Daten für Ihr persönliches Benutzerkonto an!
	Und erledigen Sie Auftragserfassung, Hochladen Ihrer digitalen Daten, Einsicht in Ihre aktuellen Aufträge, Kommunikation etc. ganz bequem per Login über: <b><a href="https://kundenportal.orthos.de">https://kundenportal.orthos.de</a></b>

Druckunterlegen/Büro 1

Für weitere Fragen erreichen Sie uns:

- per Mail: **daten@orthos.de**
- per Telefon: **+49-(0) 69 - 7191000**
- per Whatsapp: **+49 (0)151 - 421 36 800**

Berner Str. 23  
60437 Frankfurt/M.  
Tel.: 069-719100-0

Über der Nonnenwiese 7  
99428 Weimar  
Tel.: 03643-8080-0

**ORTHOS**

info@harmonieschiene.de  
www.harmonieschiene.de